

ফাইবারিচ

এফারভেসেন্ট পাউডার

উপস্থাপন : প্রতি চামচে (সরবরাহকৃত) ফাইবারিচ পাউডারে রয়েছে ৩ গ্রাম প্লানটাগো ওভাটা হাঙ্ক।

বর্ণনা : সিলিয়াম হাঙ্ক এক ধরনের মৃদু বিরেচক। এতে ৭০% দ্রবনীয় ফাইবার এবং ৩০% অদ্রবনীয় ফাইবার আছে। সিলিয়াম হাঙ্কে রাসায়নিক উপাদান হিসাবে আছে মিউসিলেজ যা কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ বা পাইলস্ গ্যাসট্রাইটিস এবং কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর। সিলিয়ামে রয়েছে ৪০ গুণ ওজনের পানি শোষণ করার ক্ষমতা। এটি বাক্সিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। ইহা অল্পে পানি শোষণ করে ফুলে ওঠে বাক্সের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে অল্পে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। সিলিয়াম মল নরম করে কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করে। সিলিয়াম রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল ও গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস করে যা মেদবহুল ও ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী। ফাইবারিচ এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য : ফাইবারিচ বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সিলিয়াম হাঙ্ক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্নমেশিনের সাহায্যে বিশেষ পদ্ধতিতে আকৃতি কমিয়ে এফারভেসেন্ট পাউডারে তৈরী করা হয়। ইহা সাধারণ সিলিয়াম অপেক্ষা পানিতে দ্রুত মিশ্রিত হয় এবং পানিতে সংমিশ্রনে অধিক ফেঁপে ওঠে এবং সিলিয়ামের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

* এফারভেসেন্ট পাউডার যা সহজে মিশ্রিত হয় *চিনি মুক্ত *অভ্যাস মুক্ত ল্যাক্সেটিভ।

*কমলার স্বাদযুক্ত গুটেন মুক্ত (সিলিয়াক রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)-

নির্দেশনা :

- কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করে অল্পের কার্যকারিতা নিয়মিত করে।

- অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে। - পরিপাক ক্রিয়া উন্নত করে।

- পাইলস্ বা অর্শ নিরাময় করে। - ফাইবারিচ গ্যাসট্রাইটিস উপশম করে।

- দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া নিরাময় করে। - অতিরিক্ত স্ফুলতা হ্রাস করে। - হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

- আলসারেটিভ কোলাইটিস নিরাময় করে। - ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম থেকে মুক্তি দেয়।

এছাড়া সিলিয়াম সহজে বিচলন যোগ্য নরম মল তৈরী করে বলে এনাল ফিশার মল দ্বারের ফাটল, কেলিন

ক্যানসার মলদ্বার রেফটাল সার্জারির পর এবং গর্ভাবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

সেবন বিধি : পূর্ণ বয়স্ক:সরবরাহকৃত চামচে ১ চামচ করে ১ গ্লাস পানিতে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার অথবা

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

৬-১২ বছর শিশুদের ক্ষেত্রে : সরবরাহকৃত চামচে ১/২ অর্ধেক চামচ করে ১ গ্লাস পানিতে মিশিয়ে সকালে ও রাতে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। ৬ বছর বয়সের নীচের শিশুদের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ট ডা: এর পরামর্শ ক্রমে দেয়া যাবে।

প্রতিনির্দেশনা : যে সকল রোগীর অল্পের প্রতিবন্ধকতা, ফিকাল ইনফেকশন, ফিনাইল কিটোনিউরিয়া আছে সে সকল রোগীর ক্ষেত্রে ফাইবারিচ প্রতিনির্দেশিত। ইসোসেফাগাল স্টিকচার বা গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল ট্রান্সিট চিকন হওয়া।

সর্তকতা : পানি ছাড়া সিলিয়াম হাঙ্ক কখনো উচিৎ নয়। ফাইবারিচ সেবন করার পূর্বে অবশ্যই ১ গ্লাস (১৫০ মি:লি:) পানিতে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। সিলিয়াম হাঙ্ক সিস্টেমিক সারকুলেশনে প্রবেশ করে না এবং মাতৃদুগ্ধনি:সূত হয় না বিধায় গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে এটি সেবন করা নিরাপদ।

অন্যান্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া : সিলিয়াম হাঙ্ক গ্যাসটিক এমেন্টেরিং টাইম বাড়িয়ে দিতে পারে এবং ক্যালসিয়াম জিংক ও আয়রনের শোষণ কমিয়ে দিতে পারে। তাই সিলিয়াম হাঙ্ক সেবনের ১ ঘন্টা আগে বা ২-৪ ঘন্টা পরে অন্যান্য ঔষধ সেবন উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহন করা যেতে পারে অন্যথায় প্রযোজ্য নয়।

পূর্ষপ্রতিক্রিয়া : সিলিয়াম হাঙ্ক সাধারণত ল্যাক্সেটিভ এবং ইহা সেবনে পেট ফাঁপা, ডিসট্রেশন, অল্পের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে।

সংরক্ষন : আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ : ফাইবারিচ হাই ফাইবার অরেঞ্জ ফ্লেভার ড্রিংক প্রতি বক্সের প্লাস্টিক জারে রয়েছে ১২০ গ্রাম সিলিয়াম হাঙ্ক এফারভেসেন্ট পাউডার এবং একটি পরিমাপক চামচ।

বানিজ্যিক মোড়ক : প্রতি প্যাকে ১০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটের ৩টি এ্যালু-এ্যালু রিস্টার স্ট্রিপ রয়েছে।

আলো থেকে দূরে ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।

সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

অনুরোধে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।



নেপচুন ল্যাবরেটরীজ লিঃ

গাজীপুর-বাংলাদেশ